


Q7

Votre diagnostic à portée de main, tout terrain



esate
HEALTH WITH CARE



Q7

Votre diagnostic à portée de main, tout terrain

L'échographie sans fil Q7 élève la portabilité et la facilité d'utilisation à un niveau supérieur.

Sa taille ultra-compacte et son poids léger vous permettent de le transporter dans votre poche, ce qui le rend idéal pour une utilisation sur le terrain.

Ce dispositif abordable et convivial est l'outil idéal pour améliorer la prise en charge des patients et étayer votre diagnostic.



DESIGN ULTRA-COMPACT

Construction ultra-légère (160 g) et conception compacte (150x40x25 mm) pour réaliser un examen sur le vif.




6 BOUTONS INTUITIFS

Facilite le contrôle et l'optimisation des images pour un flux de travail simplifié.



CONNEXION SANS FIL STABLE

Support pour Windows®, Android® et IOS®. Systèmes d'exploitation sur PC et dispositifs intelligents grâce à une gestion sécurisée des flux de données.



DÉMARRAGE RAPIDE

Temps de démarrage ultra-rapide (moins de 5 secondes) pour une réponse instantanée en toute situation.



NETTOYABILITE ET DURABILITE

Entièrement étanche pour un nettoyage rapide et facile. Conçu pour durer dans n'importe quel environnement.



BATTERIE LONGUE DUREE

Plus de 4 heures d'examen avec une faible consommation électrique (3 W) pour augmenter votre productivité.






GESTION FLEXIBLE DES DONNÉES

Flux de données sans fil flexible avec le PACS DICOM et interrogation du serveur Worklist. Authentification de l'utilisateur et images auto-anonymisées pour un traitement sûr des informations cliniques.

La qualité d'image au bout des doigts

Q7 s'adapte facilement à de nombreux examens d'échographie et applications cliniques grâce à sa technologie interchangeable, ce qui permet de ne changer que la tête du transducteur en laissant la base en place.

Pour améliorer votre flux de travail et gagner encore plus de temps, découvrez la sonde à double usage heart&ABS, conçue pour les examens cardiaques et abdominaux de routine.





160000539 Ver.02 FR



Youkey, 6th F, Block B, No. 1 Building, B1 Area, Hantian Tech City, Nanhai District, Foshan City, Guangdong, China

Importé et distribué par Esaote S.p.A. - société à actionnaire unique

Via Enrico Melen 77, 16152 Gênes, ITALIE, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275,
info@esaote.com - www.esaote.com

Android® est une marque déposée de Google. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation. IOS® est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. La technologie et les caractéristiques dépendent de l'appareil ou de sa configuration. Les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations peuvent faire référence à des produits ou des modalités qui ne sont pas encore approuvés dans tous les pays. Les images des produits sont fournies à titre d'illustration uniquement. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial Esaote. L'échographe Q7 est un dispositif médical de classe IIa, à destination des professionnels de santé. Il intervient dans la pratique diagnostique. L'examen médical doit être réalisé par un médecin ayant compétence pour la pratique et la réalisation de ces actes. Celui-ci doit au préalable prendre connaissance et respecter les conditions et recommandations d'utilisation figurant dans la notice fournie avec le DM. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE 1639.

Rendez-vous sur
notre site web pour
plus d'informations

